目 录

| 简介 | 2 |
|--------------------------------|---|
| 原 理 | 2 |
| 试剂盒组成(| 3 |
| 保质期 | 3 |
| 准备工作 | 4 |
| 方案 1: 300μl 游离 DNA 的手工单管式抽提方案 | 5 |
| 方案 2:300μl游离 DNA 的手工 96 孔板抽提方案 | 5 |
| 方案 3: 300µl 游离 DNA 的移液工作站抽提方案 | 7 |
| 常见问题回答 | 8 |

版本: 2010-01

简介

MagPure Circulating DNA LQ Kit 为血清、血浆等无细胞液体样品的游离 DNA(>50bp)提取提供了一个简单快速的解决方案。试剂盒基于超顺磁性的磁性粒子纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提,也无需进行耗时的醇类沉淀,整个提取过程只需 60 分钟。该试剂盒可在 Haminton 移液工作站、KingFisher ML、KingFisher Flex、KingFisher Duo 等自动化核酸提取仪上使用。获得的 DNA 可直接用于 PCR、病毒 DNA 检测等实验。

原理

MagPure 纯化系统采用高结合力的超顺磁性的磁性粒子为基质,在高浓度离子化剂(如盐酸胍或异硫氰酸胍)条件下,纳米磁性粒子可通过氢键和静电吸附核酸,而蛋白质或其它杂质不被吸附而去除。吸附了核酸的纳米粒子经洗涤去除蛋白质和盐,最后可以用低盐缓冲液(如Buffer TE)或水,洗脱出粒子上的核酸。得到的核酸纯度高,可直接用于各种下游实验。MagPure 系统采用的溶液体系和纯化方式是专门为自动化核酸提取而设计的,已在KingFisher自动化核酸纯化仪上广泛运用。其它提取仪或移液工作站也可以使用。

MagPure Circulating DNA LQ Kit 基于高结合力的纳米磁性粒子的纯化方式。样品在裂解液和蛋白酶的作用下裂解消化,DNA 释放到裂解液中。加入结合液和磁性粒子吸附 DNA,而蛋白质则不被吸附而去除。吸附了 DNA 的粒子经洗涤液洗涤去除蛋白质和其它杂质,再经含乙醇洗涤去除盐分,最后 DNA 被低盐缓冲液(Buffer TE)洗脱。洗脱的 DNA 可直接用于 PCR、病毒检测等实验。

组成
MagPure Circulating DNA LQ Kit

| 产品编号 | D6332-00 | D6332-01 | D6332-02 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 纯化次数 | 24 次 | 48 次 | 96 次 |
| MagPure Particle G | 1.0 ml | 1.5 ml | 3 ml |
| Proteinase K | 12 mg | 24 mg | 50 mg |
| Protease Dissolve Buffer | 1.8 ml | 1.8 ml | 5 ml |
| Buffer MLF | 15 ml | 30 ml | 60 ml |
| Buffer MW1* | 6.6 ml | 22 ml | 44 ml |
| Buffer MW2* | 5 ml | 20 ml | 50 ml |
| Buffer AE | 2 ml | 10 ml | 20 ml |
| 说明书 | 1 | 1 | 1 |

注: Buffer MW1, Buffer MW2 使用前须用无水乙醇进行稀释。

保质期

MagPure Circulating DNA LQ Kit 除 MagPure Particles G 和 Proteinase K 外,可在室温下 (15-25 C)干燥保存 18 个月。长期保存需置于 2-8 $\mathbb C$ 。MagPure Particles G 和 Proteinase K 干 粉在室温下运输。收到试剂盒后,把 Proteinase K 保存于-20 $\mathbb C$ 。MagPure Particles G 保存于 2-8 $\mathbb C$ 。

准备工作

- 无水乙醇
- 溶解 Proteinase K (20mg/ml): 加入适量的 Protease Dissolve Buffer 至 Proteinase K 干粉中至终浓度为 20mg/ml, 轻轻颠倒让蛋白酶 K 充分溶解。Proteinase K 干粉在 2-8℃保存一年,但溶解的 Proteinase K 须分装保存于-20℃。反复冻溶 Proteinase K 会影响其活性。
- Buffer MW1 使用前,须按瓶子标签所示,加入无水乙醇进行稀释。
- Buffer MW2 使用前,须按瓶子标签所示,加入无水乙醇进行稀释。
- MagPure Particles G 初次使用时,必须剧烈摇晃 1~2 分钟让磁珠充分分散。
- Nunc U96 DeepWell Plate(Cat.No. 260251) [高通量]
- 96 孔振荡仪,如 IKA MS3 Vortex, Eppendorf MixMate [手工高通量]
- 单管磁力架[手工单管]或 96 孔磁力架, MG96-1 [手工高通量]
- 封口膜 [手工高通量]

方案 1.300µl 游离 DNA 的单管式手工抽提方案

该方案适合于从 300川 血清、血浆样品中提取游离 DNA(>50bp)。

- 1. 在 1.5ml 离心管中,加入 20μl Proteinase K 和 25μl MagPure Particles G。
- 2. 转移 300µl 血清或血浆样品至含蛋白酶 K 的离心管中,振荡混匀 5 秒。
- 3. **加入 500pl Buffer MLF 至样品中**,颠倒混匀数次。室温颠倒混匀 10~15 分钟。转移至磁力架上,静置 3 分钟吸附磁珠,小心吸弃所有溶液。
- 4. 加入 600µlBuffer MW1, 涡旋混匀 10 秒。转移至磁力架上,静置 2 分钟吸附磁珠。 小心吸弃所有溶液。
- 5. 加入 600µlBuffer MW2, 涡旋混匀 10 秒。转移至磁力架上,静置 2 分钟吸附磁珠。 小心吸弃所有溶液。
- 6. 加入 600µl Buffer MW2, 涡旋混匀 10 秒。转移至磁力架上,静置 2 分钟吸附磁珠。 小心吸弃所有溶液。
- 7. 短暂离心,小心吸弃所有溶液。空气干燥 10 分钟。
- 8. **加 30~50ul Buffer AE,涡旋打散磁珠。**振荡混匀 3~5 分钟。短暂离心收集液商,转移至磁力架上,静置〕分钟。
- 9. 转移 DNA 溶液至新的 1.5ml 离心管中。

方案 2. 300µl 游离 DNA 手工高通量抽提方案

该方案适合于从 96 个 300pl 血清、血浆样品中提取游离 DNA(>50bp)。

- 1. 在 2.2ml 96 孔板深孔板中,每孔加入 20µl Proteinase K 和 25µl MagPure Particle G。
- 2. 转移 300µl 血清或血浆至含蛋白酶 K 的孔中,振荡混匀 10 秒。
- 3. **加入 500µl Buffer MLF 至样品中**, 900rpm 振荡混匀 10 分钟。。
- 4. 转移至磁力架上,静置 3 分钟吸附磁珠。将磁力架和 96 孔板扣在一起,反转 180 度 倒弃废液,然后反扣于一叠吸水纸 1 分钟吸尽残液。【在反转倒废液时,让磁力架和 96 孔板紧扣一起不要松动,以防止磁珠的丢失。废液倒完后,反扣于吸水纸上吸尽孔 口的残液,不要让溶液回流到孔中。】
- 5. 加入 600ul Buffer MW1, 1,000rpm 振荡混匀 1 分钟。
- 6. 转移至磁力架上吸附 3 分钟。将磁力架和 96 孔板扣在一起,反转 180 度倒弃废液,然后反扣于一叠吸水纸 1 分钟吸尽残液。
- 7. 加入 600ul Buffer MW2, 1,000rpm 振荡混匀 1 分钟。
- 8. 转移至磁力架上吸附 3 分钟。将磁力架和 96 孔板扣在一起,反转 180 度倒弃废液,然后反扣于一叠吸水纸 1 分钟吸尽残液。
- 9. 重复第7-8 步一次。
- 10. 让磁力架和 96 孔板反扣于吸水纸 5 分钟彻底吸弃残液。正放,空气干燥 15 分钟。
- 11. 加 30~50ul Buffer AE, 900rpm 振荡混匀 5 分钟。
- 12. 转移至磁力架上, 静置 3 分钟。
- 13. 转移 DNA 溶液至新的 96 孔板中。

方案 3. 300µl 游离 DNA 的移液工作站抽提方案

该方案适合于从 96 个 300µl 血清、血浆样品中提取游离 DNA(>50bp)。由于不同的移液工作站的设置和配件都有所不同,请根据平台进行调整,以下流程是根据 Haminton 移液工作站而设计。

- 1. 在 Nunc 96 孔 2.2ml 深孔板中, 每孔加入 20μl Proteinase K 和 25μl MagPure Particles G。[为提高加液的精确度,Proteinase K 和 MagPure Particles G 可预先混合,该混合液可在 2~8℃保存一周。]
- 2. 转移 300µl 血清或血浆样品至含蛋白酶 K 的孔中。振荡混匀 5 秒。
- 3. **加入 500µl Buffer MLF**, 振荡(900rpm)温育 10 分钟。
- 4. 转移至磁力架上,静置3分钟吸附磁珠。小心吸弃所有溶液。
- 5. 加入 600ul Buffer MW1, 1,000rpm 振荡 1 分钟。
- 6. 转移至磁力架上,静置3分钟吸附磁珠。小心吸弃所有溶液。
- 7. 加入 600ul Buffer MW2, 1,000rpm 振荡 1 分钟。
- 8. 转移至磁力架上,静置3分钟吸附磁珠。小心吸弃所有溶液。
- 9. 重复第8~9步一次。[这一步吸弃溶液时,要缓慢吸取,以确保彻底吸弃溶液]
- 10. 50℃干燥 10 分钟。
- 11. 加 30~50ul Buffer AE, 1,000rpm 振荡 5 分钟。
- 12. 转移至磁力架上, 静置 2 分钟。
- 13. 转移 DNA 溶液至新的 96 孔板中。

常见问题解答

该列表可能有利于解决提取过程所碰到的问题。Magen 的技术人员可随时为您提供服务,若您对试剂盒存在问题或建议,或您在分子生物学碰到问题,都请您联系我们。我们将竭尽所能为您排扰解难。

| 现象及原因 | 解决方法 |
|-------------------------------------|--|
| DNA 有颜色 | |
| Proteinase K 与 Buffer MLF 不能预先混合 | Proteinase K 与 Buffer MLF 不能预先混合。样品与蛋白酶 K 先进行混匀后,才能加入 Buffer MLF。 |
| Proteinase K 活性下降 | 使用新制备的 Proteinase K。Proteinase K 需要分装保存,用完后,立即保存于-20℃。 |
| 血液贮藏条件不正确 | 血液样品因贮藏条件不对,出现凝固块。用移液枪吸打几次打散血液样品的凝固块。 |
| DNA 产量低 | |
| 样品中细胞或病毒含量低 | 处理无细胞的体液时可用超滤柱浓缩于 250 _µ l。 |
| Proteinase K 活性下降 | 使用新制备的 Proteinase K。Proteinase K需要分装保存,用完后,立即保存于-20℃。 |
| Buffer MW1/MW2 中乙醇没有加入或加入量不够 | 按说明书或瓶子标签所示,加入正确数量的乙醇。 |
| MagPure Particles G 没有充分打散 | 初次使用 MagPure Particles G 时,必须剧烈振荡 1-2 分钟 以充分打散 MagPure Particles G。 |
| 洗脱体积不够 | 增加洗脱体积以提高洗脱效率 |