

Magen Universal SYBR qPCR Mix

简介

Magen Universal SYBR qPCR Mix 是 SYBR Green I 嵌合染料 法专用 qPCR 试剂,为 $2 \times$ 预混液,包含热启动 Taq 酶、Buffer、以及除引物和 DNA 样品以外的所有 qPCR组分。本产品核心组分是经过升级改造的热启动 Taq DNA聚合酶,特异性更好。配合精心优化的 Buffer体系,可对宽广浓度范围的模板进行准确定量,获得稳定可靠的 qPCR 结果。本产品中含有通用校正染料,与绝大多数荧光定量 PCR 仪兼容,包括需要 ROX 校正的仪器,实验操作过程中不需要额外添加校正染料。

产品组成

产品编号	MD80301
反应次数[20 µl]	10×100次
Magen Universal SYBR qPCR Mix	10×1ml

保存条件

Magen Universal SYBR qPCR Mix 冰盒运输, 收到产品后请立即于-20℃ 避光保存,有效期 18 个月。融解后可在 4℃避光条件下稳定存放一个月,尽量避免反复冻融。

注意事项

- 因反应液含预混有染料,其保存或反应体系配制过程应避免强光照射。使用前上下颠倒轻轻混匀预混液,请勿涡旋振荡混匀,避免产生过多气泡。
- 预混合液含有 ROX 校正染料, 适用于所有机型, 无需额外添加染料。
- 扩增产物长度建议控制在 80~200bp, 引物长度为 18~25 bp。
- 正向引物和反向引物的 Tm 值相差不超过 1℃为佳, Tm 值控制在 58~62℃为佳。
- 引物的GC含量控制在40%~60%之间,引物A、G、C、T整体分布尽量要均匀,避开T/C或者A/G的连续结构(特别是3'端);引物3'端最后一个碱基最好为G或者C;
- 避开引物内部或者两条引物之间的互补序列;

使用方法

1. 建议 qPCR 反应体系

试剂	使用量	终浓度
Magen Universal SYBR qPCR Mix	10 µl	l×
正向引物 (10 µM) ^a	0.4 µl	0.2 μ/Λ
反向引物 (10 µM) ^a	0.4 µl	0.2 μΜ
模板 DNA ^b	Χμl	10~-200 ng
ddH2O	To 20 µl	

- α. 引物推荐终浓度为 0.2μM, 效果不佳时可以在 0.1~1μM 浓度 范围内进行调整, 引物浓度越低, 扩增特异性越高, 但扩增效率 会有所下降。
- b. 推荐模板加样量为 1~2µl, 如模板类型为未稀释 cDNA 原液, 模板添加量不应超过总反应体系的 10%。不同种类 DNA 模板中含有的靶基因拷贝数目不同, 必要时可进行梯度稀释, 以确定最佳的 DNA 模板添加量。

2. qPCR 反应程序 (三步法,可根据机型适当调整)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
步骤	温度	时间		循环	
预变性	95℃	30-60 s			
变性	95℃	10 s	4		
退火°	55-65°C	10 s		40cycles	
延伸	72°C	30 s			
熔解曲线d	使用仪器默				

3. qPCR 反应程序(两步法,可根据机型适当调整)

QFCK 及应住厅(两少坛,引根据机型逗当调整)				
步骤	温度	时间		循环
预变性	95℃	30-60s		
变性	95°C	10 s	•	
退火延伸°	60°C	30 s		40cycles
	使用仪器默			

- c. 根据引物的 Tm 值进行退火(退火&延伸)温度的设定;若 扩增片段在 200 bp 以内,延伸(退火&延伸)时间可以设置为 15 秒;此外 延伸时间的设置还需根据您使用的 qPCR 仅所需 要的数据采集最短时间限制自行调整;
- d. 不同 qPCR 仪的熔解曲线采集程序有差别,一般可使用仪器 默认的熔解曲线采集程序。
- e. 扩增程序优化:需提高扩增特异性,可使用两步法程序或 提高退火温度;需提高扩增效率,可使用三步法程序或延 长延伸时间。