

## HiPure Plasmid Mini Kit

### 质粒小中提试剂盒

#### 产品简介

本产品采用小量加厚硅胶柱，适合于从 5~15ml 细菌培养液中提取高达 80 $\mu$ g 的质粒 DNA，产品填补了小量与中量质粒提取的空白，用户只需使用小型离心机就可轻松获得小中量的质粒 DNA。纯化的质粒可直接用于自动测序、酶切、PCR 和标记等。20 分钟可以完成数个样品的抽提工作，整个操作过程不需接触酚氯仿等有机物抽提，也不需用到耗时的醇类沉淀。

#### 产品组份

产品编号	P1002-01	P1002-02	P1002-03
包装次数	10 次	50 次	250 次
RNase A	1 mg	5 mg	10 mg
Buffer P1	5 ml	25 ml	120 ml
Buffer P2	5 ml	25 ml	120 ml
Buffer BP3	10 ml	50 ml	220 ml
Buffer PW1	6 ml	60 ml	140 ml
Buffer PW2*	6 ml	20 ml	2 x 50 ml
Elution Buffer	1.8 ml	15 ml	30 ml
HiPure DNA Mini Column III	10	50	250
2 ml Collection Tube	10	50	250

版本：202401, BP3

#### 保存条件

本产品可在室温下保存 18 个月。RNase A 干粉室温运输和保存，长期保存(>3 个月)置于-20~-8 $^{\circ}$ C。低温下，Buffer P2 可能会有沉淀形成，使用前 37 $^{\circ}$ C 水浴使沉淀完全溶解。

## 准备事项

- 加入 0.2~0.5ml Buffer P1 至 RNase A 干粉中，吸打 5~10 次让 RNase A 充分溶解，然后把 RNase A 全部转移至 Buffer P1 中，于 2-8℃ 保存，有效期为 6 个月。
- 按瓶子标签所示，加入 4 倍体积的无水乙醇稀释 Buffer PW2，于室温保存。
- 以下离心均在室温下进行，低温下离心会导致柱子堵塞。

## 实验步骤

1. **将含质粒的菌种接种于含 5~15ml LB/抗生素培养液的 50~100ml 培养瓶中，37℃ 摇床培养 12~16 小时以扩增质粒。**

培养方法：在无菌条件下，用灭菌牙签挑取单菌落接种于 10~15ml 含相应抗生素的 LB 培养基中，37℃ 摇床(200-300rpm)培养 12-16 小时。培养瓶容量最好超过培养液体积的 4-5 倍。平板挑菌培养时，可能会存在一些菌株生长缓慢，培养过夜后可通过菌液密度或 OD600 来判断。培养良好的菌液(LB 培养液)，OD600 应该在 2.0-3.0。

2 × YT 或 TB 培养液因菌体密度很高，菌液用量不应超过 6ml。2 × YT 或 TB 培养液中菌体生长速度过快，不利于质粒充分复制，应尽量避免使用。

2. **3,000~5,000 × g 离心 10 分钟收集 5~15ml 菌体，倒弃废液并在吸水纸上拍打吸尽残液。**

若使用 2ml 离心管收集菌体时，于 13,000 × g 离心 1 分钟收集菌体，倒弃废液后再加入菌液离心收集直至达到要求。HiPure DNA Mini Column III 采用加厚硅胶柱，最高可吸附 80µg DNA，用户可根据质粒拷贝数选择合适的菌液用量。

3. **加入 400µl Buffer P1/RNase A 混和液，高速涡旋或吸打充分重悬菌体。**

使用前确保 RNase A 已加到 Buffer P1。彻底重悬细菌对产量很关键，重悬后应看不到细菌团块。若涡旋未能充分打散菌块，用移液器吸打数次。使用 15~50ml 离心管收集菌液时，这一步转移重悬液至 2.0ml 离心管中以方便第 6 步的高速离心。

4. **往重悬液中加入 400µl Buffer P2，颠倒混匀 10~15 次，室温放置 2-3 分钟，其间再颠倒混匀数次或直至菌体完全裂解。**

涡旋会造成基因组污染。混匀后溶液应变得粘稠而透亮。若溶液未能变得清亮，可能菌体过多而裂解不彻底，下次实验减少菌体用量或增加 Buffer P1, Buffer P2 和 Buffer BP3 用量。当菌液用量达 15ml 时，

裂解液会极为粘稠，属于高密度碱裂解类型，混匀时需要更多次数的颠倒和翻转动作，并稍稍振荡让菌体充分裂解，形成均一无团块的裂解液，总裂解时间不要超过5分钟。

**5. 加入 800 $\mu$ l Buffer BP3至裂解液中，立即颠倒 8~10 次让溶液彻底中和。**

加入Buffer BP3后应立即稍快速上下颠倒混匀，以避免产生局部沉淀。当菌液用量达15ml时，属于高密度碱裂解类型，中和时会形成大块且紧密的沉淀团，混匀时需要更多次数的颠倒和翻转动作，并稍稍振荡让大块沉淀团分散成较少的团块，让Buffer BP3完全渗透到沉淀内部进行充分中和。

**6. 13,000  $\times$  g 离心1分钟。**

若溶液在15~50ml离心管中，于3,000-5,000  $\times$  g离心10分钟。

**7. 将HiPure DNA Mini Column III 装在收集管中。把一半体积的上清液转移至柱子中，13,000  $\times$  g 离心 30~60 秒。**

**8. 倒弃滤液，把柱子套回收集管中，转移剩余上清液至柱子。13,000  $\times$  g离心30-60秒。**

**9. 倒弃滤液，把柱子套回收集管中，加入 500 $\mu$ l Buffer PW1 至柱子中。13,000  $\times$  g 离心 30~60 秒。**

处理富含核酸酶的菌株(end A+)如 HB101 时，不能省略此步，加入Buffer PW1至柱子后，静置2分钟后离心。

**10. 倒弃滤液，把柱子套回收集管中。加入 500 $\mu$ l Buffer PW2 (已用无水乙醇稀释)至柱子中。13,000  $\times$  g 离心 30~60 秒。**

**11. 倒弃滤液，把柱子套回收集管中。加入 500 $\mu$ l Buffer PW2 (已用无水乙醇稀释)至柱子中。13,000  $\times$  g 离心 30~60 秒。**

**12. 倒弃滤液，把柱子套回收集管中。13,000  $\times$  g 离心3分钟甩干柱子。**

**13. 把柱子套在灭菌的 1.5ml 离心管中。加入 50~100 $\mu$ l Elution Buffer 或灭菌水至膜中央，静置 1 分钟，13,000  $\times$  g 离心 1 分钟洗脱 DNA。**

柱子最低的洗脱体积为 50 $\mu$ l。低于 50 $\mu$ l 会导致洗脱效率下降。50 $\mu$ l 可洗脱 60-70%的质粒 DNA。100 $\mu$ l可洗脱出 80-85%的质粒 DNA。若需要获得最高产量，可重复第 13 步进行第二次洗脱。

**14. 弃去柱子，把质粒保存于-20 $^{\circ}$ C。**

## 常见问题

### 1. DNA 产量低

- **质粒拷贝数**: 载体因拷贝数差异会造成质粒产量明显的波动。高拷贝数的载体常有2~3倍的产量波动, (每毫升培养过夜的菌液, 高拷贝数的质粒载体产量为 3~16 $\mu$ g)。长片段质粒 (>7KB) 和表达型载体常以中低拷贝数为主, 每毫升菌液的产量约为0.5~2 $\mu$ g。
- **菌种问题**: 菌种保存过程中存在质粒丢失现象, 养菌前最好先划线活化, 以稳定产量。
- **细胞未充分裂解**: 细菌须在 Buffer P1/RNase A 中充分重悬, 成团细菌因无法裂解会降低产量。
- **试剂准备有误**: Buffer P2 若有沉淀析出需加热溶解。Buffer PV2 未加入乙醇稀释或体积不准确(乙醇浓度需控制在 80%)。
- **长片段质粒 (>10kbp)**: 处理长片段的质粒 DNA, 将 Buffer BP3 换成 Buffer P3。

### 2. 基因组 DNA 污染

- **培养时间太长**: 菌液培养时间需控制在 12~16 小时。
- **裂解问题**: 加入 Buffer P2 时, 必须轻柔颠倒混匀; 处理多个样品时, 从加入 Buffer P2 时算起, 总时间不要超过 4 分钟。

### 3. 下游实验结果不理想

- **质粒降解**: 用 end A<sup>+</sup> 的菌株如 HB101 或其它野生型菌株, 含有高丰度的核酸酶, 最好使用 HiPure Plasmid Plus Kits 系列。
- **膜脱落**: 硅胶膜在离心过程中可能会发生脱落。脱落到质粒中硅胶膜是不溶解的。10,000 x g 离心 2 分钟后再把质粒转移至新的离心管中。

### 4. 中和后离心得不到上清

- **盐析出**: 加入 Buffer BP3 中和后, 不能低于 20 $^{\circ}$ C 离心。低温时, 上清会有大量的盐析出而造成堵柱。若室内温度过低, 可将 Buffer BP3 平衡至 37~50 $^{\circ}$ C 后使用。得到的上清要尽快过柱。