

美基生物 - 生物样品前处理专家 www.magentec.com.cn

#### 【产品名称】游离 DNA 小柱中提试剂盒

【预期用途】 本产品基于小柱中提硅胶柱纯化方式,适合于从 1-10ml 血浆、血清、体液等样品中提取游离 DNA, DNA 产物可用于临床体外检测使用。

【检验原理】 样品在消化液 ADL 和蛋白酶 K 作用下裂解消化, DNA 释放到裂解液中。加入结合液后,转移至柱子中过滤, DNA 被吸附上柱子的膜上, 而蛋白质则不被吸附而随溶液滤出去除。柱子经洗涤液 DCW1 洗涤蛋白质和其它杂质, 经洗涤液 DCW2 洗涤去除盐分, 最后 DNA 被低盐缓冲液洗脱。洗脱的 DNA 可直接用于 PCR、Southern blot、病毒检测等实验。

## 【主要组成成份】

货号	D3184-01	D3184-02	D3184-03
吸附大柱 F4	4	10	50
50ml 收集管(垫片)	4	10	50
5ml 圆底离心管	4	10	50
Carrier RNA	110 µg	110 µg	110 µg
Proteinase K Solution	4.5 ml	11 ml	2 x 26 ml
消化液 ADL	50 ml	120 ml	550 ml
洗涤液 DCW1*	4.4 ml	13 ml	44 ml
洗涤液 DCW2*	5 ml	10 ml	50 ml
洗脱液 EB	10 ml	10 ml	20 ml

**【储存条件及有效期】** 本产品在室温下运输,收到产品后,把 Proteinase K Solution 保存于 2-8℃,产品有效期 18 个月。

# 【准备工作】

- 使用前,洗涤液 DCW1 按标签所示,加入 5.6ml/17ml/56ml 无水乙醇进行稀释。
- 使用前,洗涤液 DCW2 按标签所示,加入 20ml/40ml/200 ml 无水乙醇进行稀释。
- 根据血浆/血清体积计算蛋白酶 K 和消化液 ADL 和异丙醇的用量。
- 溶解 Carrier RNA (1μg/μl): 加入 110μl Nuclease Free Water 至装有 Carrier RNA 干粉管至终浓度为 1μg/μl。涡旋混匀让 Carrier RNA 干粉充分溶解。溶解后分装保存于-20℃。
- 若采用水平或桶状离心机时,把离心速度调至最高速度(~5000rpm),由于水平转子离心力比较低, 洗脱时死体积较大(~30μl),建议每次加入不少于 100μl 洗脱液以充分洗脱出 DNA。使用角度离心机时,洗脱时提高离心速度至 11000rpm,可以有效减少死体积至~10μl,此时为获得更高浓度核酸,每次洗脱可以低至 50μl。

# 【血浆的分离与保存】

- 取 EDTA 抗凝血液,4℃,1900×g(3000 rpm) 离心10分钟,小心吸取上层血浆至高速离心管中,不要干扰中间的白膜层。一般10毫升的血液中可以获得约4-5毫升的血浆。
- 2. 4℃, 16,000 x g 离心 10 分钟, 清除细胞碎片和附着在细胞碎片上的额外细胞核酸, 以及来自受损血细胞的 gDNA 和 RNA。
- 3. 小心将上清液移到新的离心管中,不要吸到沉淀。如果当天使用时,2-8℃保存待用。长期保存时,-80℃保存。冻存血浆或血清样品,使用前先在室温下解冻。若解冻后样品中有沉淀物产物,4℃,16,000×g高心5分钟后,小心转移上清液至新的离心管中。

## 实验步骤(1~10ml)

1. 转移 0.1 倍样品体积的蛋白酶 K 至 10~15ml 离心管中。

例: 2ml 样品,需要加入 O.2ml 蛋白酶 K。处理 5ml 样品需要加入 O.5ml 蛋白酶 K。 处理尿液或积液时,蛋白酶 K 只需要加入 O.05 倍。如处理 10ml 尿液时,只需加入 O.5ml 蛋白酶 K。需要处理更多样品时,按比例放大蛋白酶 K、Buffer ADL 以及异丙醇的用量,需要更多的 ADI 和蛋白酶 K 时,请另外订购。

- 2. 转移 1~10ml 血清、血浆或其它液体样品至装有蛋白酶 K 的离心管中,颠倒混匀 6-8 次,室温放置 15 分钟。
- 加入等倍样品体积的 Buffer ADL 和 5µl Carrier RNA, 颠倒 10 次, 55℃水浴 30 分钟, 其间颠倒混匀数次。
- 4. 加入 0.5 倍样品体积异丙醇, 立即快速颠倒混勾 10·15 次, 冰上放置 5 分钟。 例: 10ml 液体样品, 对应加入 1ml Proteinase K, 10ml Buffer ADL 和 5ml 异丙醇。
- 5. 把纯化大柱 F4 装在 50ml 离心管中,转移不超过 15ml 混合液至柱子中,8,000rpm 离心 1 分钟。 倒弃滤液,把柱子套回收集管中,把余下的混合液转移至柱子中并离心。 第 5-7 使用水平或桶状离心机,5000rpm 离心 2 分钟。
- 6. 倒弃滤液把柱子装回收集管中,加入 1.5 ml Buffer DCW1, 8,000 rpm 离心 1 分钟。
- 7. 倒弃滤液把柱子装回收集管中,加入 4.5 ml Buffer DCW2,8,000 rpm 离心 1 分钟。
- 8. **倒弃滤液把柱子装回收集管中,11,000 rpm 离心 3 分钟。** 采用水平桶状离心机,这一步建议最高速度(5000~5500rpm)离心 10 分钟甩干柱子。
- 9. 取出柱子,于 55 度烘箱中烘干 10 分钟。倒弃滤液,把收集管反扣于吸水纸拍打吸尽残液晾干。
- 10. 把 1.5ml 离心管装在 5ml 离心管中,并一起放到 50ml 收集管中。
- 11. 加入 60µl Elution Buffer 至纯化大柱 F4 的膜中央,然后纯化大柱 F4 放回收集管中,并让柱子底部插入 5ml 离心管的管口,静置 2 分钟,11000rpm 离心 1 分钟。

这一步推荐高速角度离心机以充分甩出洗脱液。若需得到最高产量,再加入 30µl Elution Buffer 进行第二次洗脱。采只有水平桶状离心机、建议两次洗脱、每次用 80ェl 洗脱液。

12. 弃去柱子,用镊子挑出 5ml 离心管或 1.5ml 离心管,盖好盖子,待用或保存于-20 度。

## 【产品的局限性】

样品提取效率与操作者是否严格按照说明书操作有关。

## 【产品性能指标】

- 1. 外观检查:试剂盒应组份完全,包装外观清洁、无泄漏、无破损;标志、标签字迹清楚。
- 2. 核酸回收率: 按说明书处理 100ng DNA 样品时, DNA 回收率超过 80%, 且 CV 值小于 10%。
- 3. 短片段回收率: 按说明书处理 100bp DNA Marker 时, 100bp DNA 片段要超过 80%。

#### 【注意事项】

- 1. 本品仅用于体外诊断。
- 2. 实验前请仔细阅读本说明书。
- 3. 为了避免样本中任何潜在的生物危险,检测样品应视为具有传染性物质,避免接触到皮肤和粘膜。 标本操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和 《医疗废物管理条例》。
- 4. 所用过的吸头请打入盛有消毒剂的容器,并与废弃物一起灭菌后方可丢弃。