

Elution Buffer, pH8.5 (DNase Free)

产品介绍

Elution Buffer 常用于基因组 DNA、质粒 DNA 和 DNA 片段的溶解。本产品常用于柱法试剂盒或磁珠法试剂盒的核酸溶解。

配方方法

配方：10mm Tris, pH8.5

经超纯水配制后，进行高温高压灭菌。

产品规格

货号	产品描述	规格
C452	Elution Buffer, pH8.5	200 ml

产品参数

应用作用	溶解 DNA, DNA 长期保存
外形	聚丙烯塑料瓶
组份	10mm Tris, pH8.5
体积	200ml
DNase	无检出
灭菌	高温高压灭菌 (121°C, 20 分钟)
保存条件	常温保存
有效期	常温下 18 个月
杂质	超纯水配制