

Nuclease Free Water (DNase/RNase Free)

产品介绍

Nuclease Free Water 是非 DEPC 处理的超纯水，可用于对 DEPC 残留物敏感的实验。

产品规格

货号	产品描述	规格
C454	Nuclease Free Water 无核酸酶水	500 ml

产品参数

应用作用	溶解 RNA
外形	聚丙烯塑料瓶
组份	超纯水
体积	500ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	高温高压灭菌 (121°C, 20 分钟)
保存条件	常温保存
有效期	为防止使用过程中微生物滋长，最好保存于 2-8 度，有效期为 1 年
杂质	超纯水