

40% PVP-40 (RNase/DNase Free)

产品介绍

聚乙烯吡咯烷酮 (Polyvinylpyrrolidone, PVP)，通常用作增稠剂、分散剂、解毒剂、复合剂、润滑剂和粘合剂。核酸提取中，PVP-40 能与多酚形成一种不溶的络合物，有效去除多酚，减少 DNA/RNA 中酚的污染；同时它也能和多糖结合，有效去除多糖。

配方方法

PVP-40、DEPC 处理水

产品规格

货号	产品描述	规格
C472	40% PVP-40 (RNase/DNase Free)	100 ml

产品参数

应用作用	核酸提取纯化
包装	聚丙烯塑料瓶 (棕色瓶子)
组份	PVP-40、DEPC 处理水
体积	100ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	无
保存条件	4℃ 避光保存
有效期	一年