

2M Tris (DNase/RNase Free)

产品介绍

本产品是在超纯度的 Tris Base 和 Tris HCl 按比例进行混合配制的缓冲液母液，可以用于各种高纯度的缓冲液的配制。

配方方法

配方：2M Tris,pH8.0

经适量的超纯级的 Tris Base 和 Tris HCl，加入 DEPC 处理水进行溶解，调整 pH 至 8.0 或 6.5 后，分装灭菌。

产品规格

货号	产品描述	规格
C511	2M Tris,pH8.0, DNase/RNase Free, 灭菌	200 ml
C512	2M Tris,pH6.5, DNase/RNase Free, 灭菌	200ml

产品参数

应用作用	各种高纯度的缓冲液的配制，维持稳定的 PH 值
包装	聚丙烯塑料瓶
组份	2M Tris
体积	200ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	高温高压灭菌 (121°C, 20 分钟)
保存条件	常温保存
有效期	常温下一年
杂质	超纯水配制