

## SDS Lysis Buffer

### 产品介绍

SDS 是离子型去垢剂。SDS 裂解液是一种比较强烈的细胞组织裂解液，可用于核酸提取时的 P2 溶液配制。可以用于动物、植物的细胞或组织样品，也可以用于真菌或细菌样品。

### 配方方法

配方：1.5% SDS, 50mm Tris,pH8.0, 20mm EDTA, 0.2M NaCl

将上述物质按比例混匀用超纯水进行配制。分装后进行高温高压灭菌。

### 产品规格

货号	产品描述	规格
C461	阴离子去垢剂，常用于裂解细胞、沉淀蛋白	500 ml

### 产品参数

应用作用	用于核酸提取，印迹杂交或洗涤步骤的相关试剂
性状	无色透明液体
包装	聚丙烯塑料瓶
组份	1.5% SDS, 50mm Tris,pH8.0, 20mm EDTA, 0.2M NaCl
体积	500ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	高温高压灭菌 (121°C, 20 分钟)
保存条件	室温保存。避免直接接触眼睛，皮肤和衣服。 低温保存会有沉淀析出，37-55°C 水浴使沉淀消失。
有效期	常温下可保存一年
配制	超纯水配制