

玻璃纤维滤膜元素分析对比表

序号	项目	竞品 Alhstrom GFB	美基 MGB	美基 C 膜
1	灼烧减量 LOSS(1025℃)	0.93	0.75	1.11
2	三氧化二铝 Al_2O_3	6.74	6.60	3.67
3	二氧化硅 SiO_2	56.81	57.04	66.48
4	三氧化二铁 Fe_2O_3	0.06	0.12	0.11
5	氧化钙 CaO	1.70	2.95	5.13
6	氧化镁 MgO	0.24	0.15	2.50
7	氧化钾 K_2O	3.11	3.16	0.95
8	氧化钠 Na_2O	9.41	10.05	14.55
9	二氧化钛 TiO_2	0.02	0.03	0.05
10	氧化钡 BaO	5.24	5.23	0.10
11	三氧化二硼 B_2O_3	11.03	9.76	4.90
12	氟 F	0.45	<0.05	<0.05
13	氧化锂 Li_2O	<0.01	≤0.01	<0.01
14	一氧化铅 PbO	<0.01	<0.01	<0.01
15	氧化锌 ZnO	4.10	3.74	<0.01
16	氧化锶 SrO	0.06	0.06	0.02
17	一氧化锰 MnO	≤0.01	≤0.01	<0.01
18	氧化镉 CdO	<0.01	<0.01	<0.01
19	五氧化二磷 P_2O_5	0.02	<0.01	0.02
20	三氧化硫 SO_3	0.09	0.19	0.25
21	三氧化二铬 Cr_2O_3	<0.01	<0.01	<0.01
22	一氧化镍 NiO	<0.01	<0.01	<0.01
23	一氧化钴 CoO	<0.01	<0.01	<0.01
24	氧化铜 CuO	<0.01	<0.01	<0.01