

20% PVPP (RNase/DNase Free)

产品介绍

交联聚乙烯吡咯烷酮 (Polyvinylpolypyrrolidone)，通常用作增稠剂、分散剂、解毒剂、复合剂、润滑剂和粘合剂。核酸提取中，PVPP 能与多酚形成一种不溶的络合物，有效去除多酚，减少 DNA/RNA 中酚的污染；同时它也能和多糖结合，有效去除多糖。与 PVP-40 相关，PVPP 不溶物，对柱法和磁珠法提取体系影响更少，更适合于高盐介导的体系中使用。

配方方法

PVPP、DEPC 处理水、甘油和防腐剂

产品规格

货号	产品描述	规格
C474	20% PVPP (RNase/DNase Free)	10 ml
C475	20% PVPP (RNase/DNase Free)	100 ml

产品参数

应用作用	核酸提取纯化
包装	聚丙烯塑料瓶（棕色瓶子）
组份	20% PVPP
体积	10ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	无
保存条件	4℃避光保存
有效期	一年